


Jext® tjekliste for den ordinerende læge

- Jext er en fyldt pen (auto-injektor), der giver en dosis adrenalin (som tartrat).
- Jext er indiceret til akut behandling af alvorlige akutte allergiske reaktioner (anafylaksi) over for insektstik eller -bid, fødevarer, lægemidler og andre allergener, samt idiopatisk eller træningsinduceret anafylaksi.
- Uddannelse af patienter og plejepersonale er vigtigt for at sikre korrekt håndtering og administration samt korrekt tidspunkt i akutte situationer, og følgelig er dette en vigtig del af risikostyringen for patienten. Kendskab til korrekt administrationsteknik og behandling af Jext reducerer desuden risikoen for utilsigtet eller unødigt administration af lægemiddel og minerer derved risikoen for bivirkninger.
- Formålet med denne tjekliste er at hjælpe dig som ordinerende læge med at instruere patienten og/eller dennes hjælpere til at bruge, opbevare og behandle Jext korrekt. Tjeklisten kan bruges som et almindeligt instruktionsværktøj eller til dokumentation ved enkelte patienternes konsultation.

Der findes tilgængeligt uddannelsesmateriale vedrørende korrekt brug, opbevaring og behandling af Jext til patienter og deres hjælpere:

- Jext Træningspen
- Instruktionsvideo
- Patient-kort



Jext® tjekliste for den ordinerende læge

- › Kontrollér, at du som ordinerende læge kan svare 'ja' til de nedenstående spørgsmål vedrørende ordination, brugerinstruktion, opbevaring og håndtering af Jext.

Patientens navn: _____

› Ordination

Vejer patienten mellem 15 kg og 30 kg?	<i>Ordinér Jext 150 mikrogram</i>	
Vejer patienten over 30 kg?	<i>Ordinér Jext 300 mikrogram</i>	
Har patienten fået ordineret to Jext auto-injektorer?		
Har patienten fået anbefalet altid at have to Jext auto-injektorer på sig?		

› Brugsanvisning

Er patienten blevet instrueret om, under hvilke omstændigheder Jext skal anvendes?	
Har patienten fået vist den korrekte håndterings- og administrationsteknik?	
Er patienten blevet instrueret i at kontakte nødopkaldsservice for at bede om en ambulance og at angive "anafylaksi" efter brug af deres Jext auto-injektor, selv om symptomerne lader til at aftage?	
Er patient klar over, at der skal bruges en ekstra Jext auto-injektor efter 5-15 minutter, hvis der ikke sker nogen klinisk forbedring?	
Er patienten blevet udstyret med en Jext Træningspen til fremtidig træning af administrationsteknik?	
Er patienten blevet instrueret om ikke at medbringe eller opbevare sin Jext Træningspen sammen med Jext auto-injektor?	
Er patienten blevet udstyret med Patient-kort med henblik på ekstra træning og vejledning?	
Har patienten fået anbefalet at gennemse instruktionsvideoen om hvordan man bruger Jext på www.infoaai.com ?	

› Opbevaring og vedligeholdelse


Er patienten blevet instrueret om at opbevare sin Jext under 25 °C og at undgå frysning af produktet?	
Er patienten blevet instrueret om jævnligt at kontrollere adrenalinopløsningen gennem inspektionsvinduet på anordningen for at sikre sig, at opløsningen er klar og farveløs og at udskifte auto-injektoren, hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder bundfald?	
Er patienten blevet rådet til jævnligt at kontrollere sin Jext og sikre sig, at den udskiftes før udløbsdatoen?	

Ordinerende læges underskrift: _____

Dato: _____


Jext[®]: Vejledning til brug

1




Hold Jext i den hånd du bruger til daglig, så tommelfingeren er tættest på den gule hætte.

2



Træk den gule hætte af med den anden hånd.

3



Placér den sorte spids mod yderlåret og hold Jext i en ret vinkel (ca. 90°) mod låret.

4



Derefter presses den sorte spids imod låret med et fast greb, indtil der høres et "klik" som bekræfter, at injektionen er begyndt. Bliv ved med at holde injektoren fastpresset mod låret i 10 sekunder (tæl langsomt til 10) og fjern den derefter. Den sorte spids vil automatisk forlænges og skjule nålen.

5



Massér injektionsstedet i 10 sekunder. Søg omgående lægehjælp. Ring 112, bed om en ambulance, sig anafylaksi. Hvis du ikke kan ringe selv, så få en anden til at ringe for dig.